

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed użyciem kompresu EyeBag należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać zasad podanych w instrukcji. EyeBag jest kompresem wielokrotnego użytku do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej, przeznaczonym do leczenia dysfunkcji gruczołów Meiboma i powiązanych z nią schorzeń oka. Nie wolno nikomu używać własnego kompresu EyeBag. Kompres EyeBag może być podgrzewany tylko przez odpowiedzialną osobę dorosłą. Należy wyjąć kompres EyeBag z niebieskiego pudełka i położyć go płasko na czystym i suchym talerzyku nadającym się do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Nie ma znaczenia, którą stroną do góry kompres zostanie ułożony. Umieścić talerzyk w kuchenke mikrofalowej i podgrzać z maksymalną mocą grzewczą przez czas podany w tabeli poniżej.

MOC	CZAS PODGRZEWANIA
Powyżej 750 W	30 sekund
750 W lub mniej	40 seconds

Kompres można ponownie podgrzewać tylko, gdy ma temperaturę pokojową. Przed ponownym podgrzaniem należy pozostawić kompres EyeBag do całkowitego ostygnięcia.

Wyjąć kompres EyeBag z kuchenki mikrofalowej i delikatnie nim potrząsnąć, by równomiernie rozprzodzić ciepło. Sprawdzić, czy kompres EyeBag nie jest za gorący, a następnie ułożyć go na zamkniętych powiekach. Przyjąć wygodną pozycję i pozostawić kompres na oczach przez 10 minut.

Bezpośrednio po zdjęciu kompresu wymasować zamknięte powieki, by ułatwić uwolnienie olejistej wydzieliny z gruczołów Meiboma. Delikatnie, jednak z naciskiem przeciągnąć czystym palcem po skórze na krawędzi zamkniętej powieki od strony nosa do strony ucha. Powtórzyć tę czynność kilkakrotnie na górnej i dolnej powiece.

Kompres EyeBag jest produktem naturalnym i przy pierwszym użyciu może się wydawać nieco wilgotny.

Kompres EyeBag należy przechowywać w niebieskim pudełeczku, w czystym i suchym miejscu.

Nie wolno myć ani zwilżać kompresu EyeBag.

Zarówno kompres EyeBag, jak i jego opakowanie są biodegradowalne. Mikrofałe zabijają bakterie. Zalecamy stosowanie kompresu EyeBag dwa razy dziennie przez 10 minut przed pierwsze dwa tygodnie, a następnie raz lub dwa razy dziennie, w zależności od potrzeb. Kompres EyeBag można bezpiecznie podgrzewać bez uszczerbku dla jego funkcjonalności do 200 razy.

UWAGA

Produkt ten może powodować oparzenia, jeżeli nie będzie używany zgodnie z instrukcją. Konieczne jest przeczytanie i przestrzeganie instrukcji użytkowania.

Prosimy o zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych i instrukcji na przyszłość. Należy dokładnie sprawdzić moc kuchenki mikrofalowej używanej do podgrzewania kompresu EyeBag. Nie wolno przekraczać zalecanych czasów podgrzewania. Zawsze przed ponownym podgrzaniem należy pozostawić kompres do ostygnięcia do normalnej temperatury pokojowej.

Stan kompresu EyeBag należy regularnie sprawdzać, a w razie stwierdzenia jego uszkodzenia należy go wymienić.

Kompresu nie wolno myć. Kompresu nie wolno zwilżać. Regularne używanie kompresu może powodować pojawianie się na kompresie śladów po łzach lub wydzielinach z powiek. Kompres EyeBag można nakładać dzieciom tylko po zaleceniu tego przez lekarza. Temperatura kompresu EyeBag musi być zawsze sprawdzana przez odpowiedzialną osobę dorosłą. Musi ona pozostać z dzieckiem przez cały czas trwania okładu.

WYTWÓRCA:

The EyeBag Company Ltd
PO Box 699, Halifax HX3 0WY, UK



Data ostatniej aktualizacji: 5.07.2013